

1 O TOMTO STRUČNÉM PRŮVODCI



Tento stručný návod nenahrazuje návod k obsluze. Přečtení celého návodu k obsluze před zahájením provozu zařízení je povinné!
Některé z následujících funkcí se mohou lišit v závislosti na individuálním nastavení.

2 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ NAPÁJENÍ

- ✓ MA 28 je napájena zdrojem připojeným v krytu jednotky.
- ✓ Krátkým stisknutím tlačítka **napájení** na přední straně MA 28 zařízení zapnete.
- ✓ Zařízení lze vypnout stisknutím a podržením tlačítka **napájení**, dokud se nevypne.

3 PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Audiometr se ovládá pomocí 12 tlačítek/voličů na přední straně audiometru, přičemž nastavení přístroje lze zobrazit na displeji.



1	Power	Zapnutí/vypnutí zařízení.
2	Port mikrofonu	Použití funkce talk forward.
3	TF (Talk Forward)	Stisknutím a uvolněním aktivujete funkci předávání hovorů. Hlasitost zvýšíte/snížíte otáčením jednoho z ovladačů úrovně. Stisknutím a uvolněním tlačítka TF vypnete funkci Talk forward.
4	Obchod NR (bez odpovědi)	Stisknutím a uvolněním uložíte výsledek. Stisknutím a podržením tlačítka zobrazíte výsledek No Response (Bez odezvy) .
5	Hz (+/-)	Stisknutím tlačítka + zvýšíte frekvenci (Hz). Stisknutím tlačítka - snížíte frekvenci (Hz).
6	Sluch Úroveň dB	Otočí hlasitost prezentovaného tónu nahoru/dolů.
7	Tónový spínač	Režim přednášejícího: Stiskněte pro prezentaci signálu. Režim přerušení: Stisknutím zastavíte signál/přerušíte prezentovaný signál. Když je signál pro pacienta "zapnutý", zobrazí se tónová prezentace (tj. ).
8	Maskování Úroveň dB	Otáčením kolečka doprava se zapne maskovací/šumový signál. Po zapnutí otočí maskovací/šumový signál nahoru/dolů. Šum vypnete otáčením kolečka doleva, dokud se na pravé straně již nezobrazí číslo.
9	Funkční klávesy	Tyto klávesy (F1 až F4) jsou závislé na označení zobrazeném na displeji. Další podrobnosti naleznete na následující straně.

Vysvětlení funkčních kláves (F1-F4)

Obrazovka nabídky	Funkční tlačítko	Štítek	Popis
1.obrazovka nabídky	F1	Vzduch Kost	Volba mezi snímačem vedení vzduchu nebo kostní tkáň .
	F2	Právo Vlevo	Volba mezi pravým a levým uchem
	F3	Stabilní Pulsní Warble P&W	Typ prezentovaného signálu. Na výběr jsou možnosti Steady , Pulse , Warble , Pulse and Warble (P&W).
	F4	Více na	Přesun na obrazovku nabídky 2nd .
2.obrazovka menu	F1	Del	Odstranění jednoho uloženého měření. Nastavte zařízení s uchem, typem testu a frekvencí pro vymazání měření.
	F2	Nový	Vymazání všech uložených výsledků pro spuštění nového testu.
	F3	Tisk	Tisk výsledků testu. (Vyžaduje se volitelná tiskárna)
	F4	Více na	Přesun na 3. obrazovku nabídky .
3. obrazovka nabídky	F1	HW	Aktivuje Hughsonův-Westlakeův automatický test prahu vedení vzduchu.
	F2	Uložit DB	Uložení výsledků do interní databáze.
	F3	Zobrazit DB	Zobrazení výsledků uložených do interní databáze.
	F4	Více na	Přesun na obrazovku nabídky 4th .
4.obrazovka menu	F1	-	Žádná funkce
	F2	-	Žádná funkce
	F3	Nabídka	Přesun do nabídky Nastavení .
	F4	Zpět	Vrátí výběr funkční klávesy na obrazovku nabídky 1st .

4 PŘÍPRAVA NA TEST
Krok 1: Příprava pacienta na test

- ✓ Pacienta uklidněte a poučte ho o postupu vyšetření:
"Nasadím ti na uši tato sluchátka. Uslyšíte nějaké pípání. Jakmile uslyšíte pípnutí, stiskněte spínač pro reakci pacienta (nebo zvedněte ruku), i když bude velmi tiché."
- ✓ Pacienta posadte šikmo zády k testeru/audiometru tak, aby neviděl na nastavení audiometru.

Krok 2: Nasaďte pacientovi sluchátka.

- ✓ Nasaďte pacientovi sluchátka tak, aby měl ČERVENÉ sluchátko na pravém uchu a MODRÉ na levém uchu. Ujistěte se, že čelenka dobře sedí na temeni hlavy a sluchátka jsou vycentrovaná na obou uších.

Krok 3: Seznámení pacienta s postupem testu

- ✓ Před zahájením vlastního testu se doporučuje seznámit se s postupem testu. To se obvykle provádí tak, že se začne v lépe slyšícím uchu při frekvenci 1000 Hz nebo vyšší a při zvýšené úrovni (tj. dB HL). on with the test procedure is recommended prior to starting the actual test. level (i.e. dB HL).

5 SPRÁVA VÝSLEDKŮ TESTŮ

K dispozici jsou tři možnosti správy výsledků testů uložených v zařízení:

- Uložení výsledků do interní databáze.
- Tisk výsledků (je vyžadována volitelná tiskárna)
- Přeneste výsledek do softwaru PC (je vyžadován volitelný software MAICO Sessions).