

1 O TEJTO STRUČNEJ PRÍRUČKE



Táto stručná príručka nemá nahradiť návod na obsluhu. Prečítanie celého návodu na obsluhu pred použitím zariadenia je povinné!
Niektoré z nasledujúcich funkcií sa môžu líšiť podľa jednotlivých nastavení.

2 ZAPNUTIE A VYPNUTIE NAPÁJANIA

- ✓ MA 28 je napájaný zo zdroja pripojeného v kryte jednotky.
- ✓ Krátko stlačte tlačidlo **napájania** na prednej strane MA 28, aby ste zariadenie zapli.
- ✓ Zariadenie možno vypnúť stlačením a podržaním tlačidla **napájania**, kým sa zariadenie nevypne.

3 PREVÁDZKA ZARIADENIA

Audiometer sa ovláda pomocou 12 tlačidiel/voličov na prednej strane audiometra, pričom nastavenie zariadenia je možné zobrazit' na displeji.



1	Napájanie	Zapnutie/vypnutie zariadenia.
2	Port mikrofónu	Používanie funkcie preposielania rozhovorov.
3	TF (Talk Forward)	Stlačením a uvoľnením aktivujete funkciu preposielania hovoru. Zvýšte/znížte hlasitosť otáčaním jedného z ovládačov úrovne. Ak chcete vypnúť funkciu Talk forward, stlačte a uvoľnite tlačidlo TF.
4	Obchod NR (bez odpovede)	Stlačením a uvoľnením uložte výsledok. Stlačením a podržaním zobrazíte výsledok No Response (Žiadna odpoveď) .
5	Hz (+/-)	Stlačením tlačidla + zvýšite frekvenciu (Hz). Stlačením tlačidla - znížite frekvenciu (Hz).
6	Vypočutie Úroveň dB	Otočí hlasitosť prezentovaného tónu nahor/zníženie.
7	Prepínač tónov	Režim prezentátora: Stlačte na prezentáciu signálu. Režim prerušovača: Stlačením zastavíte signál/prerušíte prezentovaný signál. Signál prezentácie tónu (t. j. ) sa zobrazí, keď je signál pre pacienta "zapnutý".
8	Maskovanie Úroveň dB	Otáčaním kolieska doprava sa zapína maskovací/šumový signál. Po zapnutí otáča maskovací/šumový signál nahor/nadol. Šum vypnete otáčaním kolieska doľava, kým sa na pravej strane už nezobrazí číslo.
9	Funkčné klávesy	Tieto tlačidlá (F1 až F4) závisia od označenia zobrazeného na obrazovke displeja. Podrobnejšie informácie nájdete na nasledujúcej strane.

Vysvetlenie funkčných klávesov (F1-F4)

Obrazovka ponuky	Funkčné tlačidlo	Štítok	Popis
1. Obrazovka ponuky	F1	Vzduch Kosti	Výber medzi snímačom vedenia vzduchu alebo kostného vedenia.
	F2	Vpravo Vľavo	Výber medzi pravým alebo ľavým uchom
	F3	Stabilný Impulz Warble P&W	Typ prezentovaného signálu. Medzi možnosti patria Steady , Pulse , Warble , Pulse and Warble (P&W).
	F4	Viac na	Presun na obrazovku ponuky 2nd .
2. Obrazovka menu	F1	Del	Vymazanie jedného uloženého merania. Nastavte zariadenie s uchom, typom testu a frekvenciou na vymazanie merania.
	F2	Nový	Vymazanie všetkých uložených výsledkov pre spustenie nového testu.
	F3	Tlač	Tlač výsledkov testu. (Vyžaduje sa voliteľná tlačiareň)
	F4	Viac na	Ak chcete prejsť na 3. obrazovku ponuky .
3. Obrazovka ponuky	F1	HW	Aktivuje Hughsonov-Westlakeov automatický test prahu vedenia vzduchu.
	F2	Uložiť DB	Uloženie výsledkov do internej databázy.
	F3	Zobraziť DB	Zobrazenie výsledkov uložených v internej databáze.
	F4	Viac na	Presun na obrazovku ponuky 4th .
4. Obrazovka menu	F1	-	Žiadna funkcia
	F2	-	Žiadna funkcia
	F3	Ponuka	Presun do ponuky Nastavenia .
	F4	Späť	Vráti výber funkčného tlačidla na obrazovku ponuky 1st .

4 PRÍPRAVA NA TESTOVANIE

Krok 1: Príprava pacienta na test

- ✓ Upokojte pacienta a poučte ho o postupe vyšetrenia:
"Nasadím ti tieto slúchadlá na uši. Budete počuť niekoľko pípavých zvukov. Stlačte spínač reakcie pacienta (alebo zdvihnite ruku) hneď, ako budete počuť pípnutie, aj keď bude veľmi tiché."
- ✓ Nechajte pacienta sedieť v uhle chrbtom k testeru/audiometru tak, aby pacient nevidel nastavenia vykonané na audiometri.

Krok 2: Nasadíte pacientovi slúchadlá

- ✓ Nasadíte pacientovi slúchadlá tak, aby mal ČERVENÉ slúchadlo na pravom uchu a MODRÉ slúchadlo na ľavom uchu. Uistite sa, že čelenka dobre sedí na temene hlavy a slúchadlá sú vycentrované na oboch ušiach.

Krok 3: Oboznámenie pacienta s postupom testu

- ✓ Pred začatím samotného testu sa odporúča oboznámiť sa s postupom testu. Zvyčajne sa to robí tak, že sa začne v lepšie počujúcom uchu pri frekvencii 1000 Hz alebo vyššej a pri zvýšenej úrovni (t. j. dB HL). on with the test procedure is recommended prior to start the actual test. level (i.e. dB HL).

5 SPRÁVA VÝSLEDKOV TESTOV

Existujú tri možnosti správy výsledkov testov uložených v zariadení:

- Uloženie výsledkov do internej databázy.
- Tlač výsledkov (vyžaduje sa voliteľná tlačiareň)
- Preneste výsledok do softvéru PC (vyžaduje sa voliteľný softvér MAICO Sessions).