



easyTymp

Tympanomètre portable

easyTymp – Tympanomètre portable

Rapide, portable et facile à utiliser grâce à son écran tactile, notre appareil portable easyTymp effectue en quelques secondes des tests précis de tympanométrie et de réflexe ipsilatéral. easyTymp est non seulement rapide, mais il facilite également le processus de dépistage pour tous les professionnels afin de les aider à diagnostiquer de manière objective les pathologies de l'oreille moyenne. Conforme aux normes IEC 60645-5 Type 2 et ANSI S3.39 Type 3, easyTymp garantit des résultats de test fiables et précis.

Aperçu des caractéristiques :

- Mesures rapides et fiables de l'oreille moyenne
- Simplicité grâce à l'interface à écran tactile
- Conception compacte
- Tonalité de sonde 226 Hz, tonalité de sonde haute fréquence optionnelle 1 kHz
- Fréquences de réflexe ipsilatéral 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz
- Résultat global « Réussite » ou « À refaire »
- Démarrage automatique pour faciliter l'utilisation
- Mémoire interne pouvant stocker jusqu'à 50 patients
- Imprimante thermique sans fil en option
- Socle d'accueil en option pour le chargement et le transfert de données vers un PC
- Logiciel PC MAICO Sessions en option pour une gestion facile des données



Fondée pour faciliter le dépistage auditif

MAICO Diagnostics, fondée en 1937 par Leland A. Watson, a été créée pour répondre à un besoin croissant des médecins en matière d'outils scientifiques fiables pour évaluer la perte auditive.

Depuis le début, notre mission a été de créer des appareils auditifs précis et faciles à utiliser, un équipement de test qui facilite le dépistage précoce des pertes auditives et améliore la qualité de vie à travers le monde.



easyTymp – Dépistage auditif pour tous les âges

Applications

Pédiatrie, médecine familiale et soins d'urgence

L'évaluation de la fonction de l'oreille moyenne est un élément clé des soins pédiatriques, de médecine familiale et de soins d'urgence, en particulier pour les affections courantes telles que l'otite moyenne qui peuvent avoir un impact sur l'audition et le développement. easyTymp permet une évaluation rapide et objective de l'oreille moyenne, facilitant ainsi l'intégration de la tympanométrie dans les flux de travail cliniques courants. Les mesures automatiques commencent dès la mise en place de l'oreille, fournissant des résultats fiables en quelques secondes. Avec une sonde de 226 Hz et une sonde optionnelle de 1 kHz pour les tests chez les nourrissons, easyTymp permet une surveillance efficace, une détection précoce et une prise de décision clinique éclairée.

Cliniques ORL et audiologie

easyTymp complète votre batterie de tests, rationalise les flux de travail et facilite la prise de décisions cliniques en toute confiance. Son design portable le rend flexible à utiliser lors de vos déplacements et facile à ranger grâce à son socle. La tympanométrie peut être réalisée facilement et rapidement dans la salle d'examen pour un diagnostic plus rapide. Le test démarre automatiquement lorsque la sonde est placée dans l'oreille, fournissant des mesures fiables de l'oreille moyenne en quelques secondes. Conçu pour les patients de tous âges, easyTymp comprend une tonalité de sonde de 226 Hz, une tonalité optionnelle de 1 kHz pour les nourrissons et des tests réflexes à des fréquences clés. Avec son écran haute résolution et son interface intuitive, il s'intègre facilement dans n'importe quel environnement clinique.

Distributeurs d'appareils auditifs

Un dépistage rapide et objectif de l'oreille moyenne est une étape cruciale pour obtenir des résultats d'évaluation auditive précis. easyTymp fournit des informations fiables sur le fonctionnement de l'oreille moyenne, ce qui permet d'identifier les conditions susceptibles d'influencer les résultats audiométriques et d'affecter la précision des appareils auditifs. Sa conception portable offre une grande flexibilité dans n'importe quel environnement et fournit des résultats en quelques secondes. Conçu pour être rapide et fiable, easyTymp apporte une confiance supplémentaire à chaque séance.

easyTymp – Caractéristiques & avantages

Mesures très rapides de l'oreille moyenne

easyTymp est l'appareil portable idéal pour les tests de dépistage de l'oreille moyenne. Le test démarre automatiquement dès que la sonde est placée dans l'oreille, fournissant des mesures rapides et fiables de l'oreille moyenne en quelques secondes. Idéal pour les patients de tous âges, easyTymp comprend une tonalité de sonde de 226 Hz, une tonalité optionnelle de 1 kHz pour les nourrissons et des tests réflexes à des fréquences clés.

Des résultats simplifiés

L'easyTymp offre une clarté immédiate grâce à des visuels intelligents. Les résultats « réussite » / « à refaire » sont clairement affichés, accompagnés de tympanogrammes détaillés, de courbes éflexes et de données numériques à l'écran, ce qui facilite l'interprétation des résultats, leur explication et la continuité de votre flux de travail.

Écran tactile intuitif et conception compacte

easyTymp combine un écran tactile intuitif et un design compact et portable pour rendre les tests de l'oreille moyenne simples et efficaces. Le démarrage rapide du test et le fonctionnement à une touche permettent d'accéder facilement à toutes les fonctions d'une seule main, tandis que l'écran couleur haute résolution et la disposition simplifiée garantissent une navigation fluide et un contrôle précis du test. Conçu pour être compact et peu encombrant, son format léger et portable tient facilement dans la main et sur les comptoirs encombrés, ce qui le rend idéal pour les cliniques très fréquentées, les environnements de soins mobiles et les espaces de travail partagés. Facile à ranger, à transporter et à utiliser, easyTymp offre une praticité au quotidien sans compromettre les performances.



easyTymp – Caractéristiques & avantages


Socle easyTymp

Le socle easyTymp en option sert de base de recharge et de connectivité sécurisée, garantissant que l'appareil est rangé en toute sécurité, entièrement chargé et prêt à l'emploi à tout moment. Il permet également une connectivité PC transparente pour une gestion efficace des données, permettant de transférer les résultats des tests de manière rapide et fiable.



Gestion des patients

Avec une capacité de mémoire interne pouvant accueillir jusqu'à 50 patients, easyTymp stocke facilement les résultats des tests pour une consultation et une gestion ultérieures. Que ce soit en clinique ou en déplacement, cette mémoire intégrée offre la flexibilité nécessaire pour effectuer des tests tout au long de la journée sans avoir à gérer les fichiers entre les sessions, garantissant ainsi que les résultats sont enregistrés et disponibles lorsque vous en avez besoin.



Gestion des données

easyTymp offre des options flexibles pour documenter et gérer les résultats des tests. Choisissez une imprimante thermique sans fil pour obtenir des impressions immédiates à la fin d'une session de test, ou utilisez le logiciel intuitif MAICO Sessions pour la gestion numérique des données. MAICO Sessions permet une visualisation et une organisation efficaces des mesures tympanométriques, avec la génération rapide de rapports PDF ou l'exportation de fichiers XML via une connexion PC afin de rationaliser votre flux de travail. Le logiciel peut fonctionner comme une solution autonome avec une base de données intégrée, s'intégrer de manière transparente aux systèmes EMR grâce à des options d'interface dédiées ou se connecter aux bases de données de patients OtoAccess® ou NOAH.



easyTymp – Composants, accessoires & logiciel



Appareil easyTymp



Socle



Boîte d'embouts
auriculaires



Cavité de test



Imprimante



Mallette de
transport



Logiciel PC MAICO
Sessions

Les composants et accessoires varient selon la région et la configuration.

En savoir plus sur les autres solutions MAICO

easyTone



Rapide et facile
Audiométrie sur tablette

touchTymp



Écran tactile intuitif Tympanométrie
avec tests avancés



MAICO Diagnostics GmbH
Sickingenstr. 70 -71 · 10553 Berlin · Allemagne
Tél. : +49 30 / 70 71 46-50
sales@maico.biz · www.maico.biz



Trouvez votre distributeur le plus proche.



01/2026