

Tamizaje auditivo para todas las edades



easyTymp

Caja de tapones para la sonda incl. tapones

easyTymp - Timpanómetro de mano para tamizaje

Rápido, portátil y fácil de usar gracias a su pantalla táctil: nuestro easyTymp portátil realiza timpanometrías precisas y pruebas de reflejo ipsilateral en cuestión de segundos. easyTymp no solo es rápido, sino que también facilita el proceso de tamizaje para todos los profesionales y ayuda al diagnóstico objetivo de las patologías del oído medio. Conforme con IEC 60645-5 Tipo 2 y ANSI S3.39 Tipo 3, easyTymp garantiza resultados de prueba fiables y precisos.

Características principales:


- Mediciones rápidas y fiables del oído medio
- Interfaz intuitiva con pantalla táctil
- Diseño compacto con sonda robusta integrada
- Tono de sonda de 226 Hz, opcional 1 kHz
- Frecuencias de reflejo ipsilateral: 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz y 4 kHz
- Indicación clara de Aprobado / Sin respuesta
- Inicio automático para facilitar el manejo
- Memoria interna para hasta 50 pacientes
- Impresora térmica inalámbrica opcional
- Base de carga opcional para carga y transferencia de datos al PC
- Software para PC MAICO Sessions opcional para una gestión de datos sencilla



Fundada para facilitar el tamizaje auditivo

MAICO Diagnostics, fundada en 1937 por Leland A. Watson, nació para responder a la creciente necesidad de los médicos de contar con una herramienta científica y fiable para evaluar la pérdida auditiva.

Desde el principio, nuestra misión ha sido crear equipos de evaluación auditiva precisos y fáciles de usar que apoyen la detección temprana de la pérdida auditiva y mejoren la calidad de vida en todo el mundo.



easyTymp - Tamizaje auditivo para todas las edades

Aplicaciones

Consultas de pediatría, medicina familiar y atención urgente

Evaluar la función del oído medio es una parte clave de la atención en entornos de pediatría, medicina familiar y atención urgente, especialmente en afecciones frecuentes como la otitis media, que pueden afectar la audición y el desarrollo. easyTymp ofrece una evaluación rápida y objetiva del oído medio, lo que facilita la integración de la timpanometría en los flujos de trabajo clínicos habituales. Las mediciones automáticas comienzan al colocar la sonda en el oído y proporcionan resultados fiables en segundos.

Con un tono de sonda de 226 Hz y un tono opcional de 1 kHz para pruebas en bebés, easyTymp favorece un seguimiento eficiente, una detección más temprana y una toma de decisiones clínicas informada.

Clínicas de ORL y audiología

easyTymp completa su batería de pruebas, agiliza los flujos de trabajo y respalda decisiones clínicas seguras. Su diseño portátil permite un uso flexible en movimiento y facilita el almacenamiento con una base de carga. La timpanometría puede realizarse de forma fácil y rápida directamente en la sala de exploración para agilizar el diagnóstico. La prueba se inicia automáticamente al colocar la sonda en el oído y ofrece mediciones fiables del oído medio en segundos. Diseñado para pacientes de todas las edades, easyTymp incluye un tono de sonda de 226 Hz, un tono opcional de 1 kHz para lactantes y pruebas de reflejo en frecuencias clave. Con una pantalla de alta resolución y una interfaz intuitiva, se integra fácilmente en cualquier entorno clínico.

Centros de adaptación de audífonos

El tamizaje rápido y objetivo del oído medio es un paso fundamental para lograr resultados precisos en la evaluación auditiva. easyTymp ofrece información fiable sobre la función del oído medio, ayudando a identificar afecciones que pueden influir en los resultados audiométricos y afectar la precisión de las adaptaciones de audífonos. Su diseño portátil aporta flexibilidad en cualquier entorno y ofrece resultados en segundos. Diseñado para ofrecer rapidez y fiabilidad, easyTymp aporta mayor confianza en cada sesión.

“El mejor timpanómetro portátil que hemos utilizado. Fácil de usar, duradero y fiable. Valoré especialmente la punta metálica, que resiste la colocación y retirada constantes de los tapones para sonda.”

Dr. Jeff LaCour

Médico ORL, educador y fundador de
Compassio Medical Education

easyTymp - Características y beneficios

Mediciones rápidas del oído medio

easyTymp es el dispositivo portátil ideal para pruebas de tamizaje del oído medio. La prueba comienza automáticamente una vez que la sonda está en el oído, ofreciendo mediciones rápidas y fiables del oído medio en segundos. Ideal para pacientes de todas las edades, easyTymp incluye un tono de sonda de 226 Hz, un tono opcional de 1 kHz para lactantes y reflejos acústicos en frecuencias clave con pruebas fijas o automáticas.

Pantalla táctil intuitiva

Diseñado en torno a una pantalla táctil intuitiva, easyTymp ofrece una experiencia fluida en las pruebas del oído medio. El inicio rápido de la prueba y el manejo con un solo toque permiten acceder cómodamente a todas las funciones con una sola mano. La pantalla a todo color de alta resolución y la interfaz simplificada garantizan una navegación fluida y un control preciso durante todo el proceso de prueba.

Resultados fáciles de entender

easyTymp ofrece claridad inmediata mediante visualizaciones inteligentes. Los resultados Aprobado / Sin respuesta se muestran con claridad, junto con timpanogramas detallados, curvas de reflejo y datos numéricos en pantalla, facilitando la interpretación de los hallazgos, la explicación de los resultados y la continuidad del flujo de trabajo.

Diseño compacto y robusto

Con un diseño compacto que ahorra espacio, easyTymp se adapta cómodamente a la mano y a superficies de trabajo concurridas, ideal para clínicas con alta actividad y entornos de atención móvil. La robusta sonda metálica integrada mejora la durabilidad y aporta confianza durante las pruebas clínicas diarias. Fácil de almacenar, transportar y manejar, ofrece un rendimiento fiable allí donde se necesite.



easyTymp - Características y beneficios


Base de carga easyTymp

La base de carga opcional easyTymp funciona como una base segura de carga y conectividad, garantizando que el dispositivo esté almacenado de forma segura, completamente cargado y listo para usar en todo momento. También permite una conectividad fluida con la PC para una gestión eficiente de los datos, lo que permite transferir los resultados de las pruebas de forma rápida y fiable.



Gestión de pacientes

Con una memoria interna para hasta 50 pacientes, easyTymp almacena fácilmente los resultados de las pruebas para su revisión y gestión posteriores. Ya sea en la clínica o en movimiento, este almacenamiento integrado ofrece la flexibilidad de realizar pruebas durante todo el día sin necesidad de gestionar archivos entre sesiones, garantizando que los resultados se guarden y estén disponibles cuando se necesiten.



Gestión de datos

easyTymp ofrece opciones flexibles para documentar y gestionar los resultados de las pruebas. Elija una impresora térmica inalámbrica para obtener impresiones inmediatas al final de una sesión de prueba, o utilice el intuitivo software MAICO Sessions para la gestión digital de datos. MAICO Sessions permite visualizar y organizar de forma eficiente las mediciones de timpanometría, con generación rápida de informes en PDF o exportación de archivos XML mediante conexión al PC para agilizar su flujo de trabajo. El software puede funcionar como solución independiente con una base de datos integrada, integrarse de forma fluida con sistemas EMR mediante opciones de interfaz dedicadas o conectarse con bases de datos de pacientes OtoAccess o NOAH.



easyTymp - Componentes, accesorios y software



Dispositivo
easyTymp



Base de carga



Caja de tapones
para la sonda incl.
tapones



Cavidad de prueba



Impresora



Estuche de
transporte



Software para PC
MAICO Sessions

Los componentes y accesorios varían según la región y la configuración.

Descubra más soluciones de MAICO

easyTone



Audiometría rápida y
sencilla en tableta

touchTymp



Timpanometría intuitiva con pantalla táctil
y pruebas avanzadas



Contacto global:

MAICO Diagnostics GmbH

Sickingenstr. 70 -71 · 10553 Berlin · Germany

Tel.: +49 (30) 70 71 46-50

sales@maico.biz · www.maico-diagnostics.com

Contacto en EE. UU.:

MAICO Diagnostics US

10393 West 70th Street · Eden Prairie · MN 55344 · EE. UU.

Tel.: +1 (888) 941-4201

info@maico-diagnostics.com · www.maico-diagnostics.com



04/2026