

Tamizaje auditivo para todas las edades



easyTone

Adaptado a su estilo de tamizaje

easyTone – Audiometría con tablet con resultados aprobado y remitir

Acelere su flujo de trabajo con nuestro audífono con audiómetro incorporado easyTone. Su interfaz intuitiva para tablet y su manejo sin complicaciones permiten un tamizaje auditivo mucho más rápido que con los audiómetros convencionales. Con easyTone no puede equivocarse: muestra resultados claros de aprobado/remitir que no necesitan ninguna interpretación adicional. Altamente personalizable y fácil de usar durante todo el proceso de evaluación y también después, easyTone se adapta a su forma de evaluar. Conforme con las normas CEI 60645-1 Tipo 4 y ANSI/ASA S3.6 Tipo 4, easyTone garantiza resultados fiables y precisos.

Características Generales

- Audiómetro en tablet de última generación
- Audiómetro integrado en los audífonos easyTone
- RASA simplifica el flujo de trabajo del tamizaje auditivo
- Resultado global de aprobado/remitir
- Fácil transición del tamizaje a la determinación del umbral
- Flujo de trabajo guiado que evita errores del operador y ahorra tiempo
- Asistente de protocolo para una configuración sencilla
- Audífonos circumaurales con alta atenuación
- Monitor de ruido de la sala
- Impresión directa de los resultados o envío por email
- Software complementario para la gestión de listas de tamizaje



Conozca RASA™ – Tamizaje audiométrico rápido asistido

RASA se integra con plataformas digitales para mostrar solo los elementos esenciales del interfaz durante la selección, lo que reduce la saturación visual y mejora la exactitud de la prueba.


- Flujo de trabajo guiado
- Simplicidad del protocolo
- Resultados de Aprobado / Remitir



Fundada para facilitar el tamizaje auditivo

MAICO Diagnostics GmbH, fundada en 1937 por Leland A. Watson, se creó para satisfacer la creciente necesidad de los médicos de disponer de una herramienta científica fiable para evaluar la pérdida auditiva.

Desde el principio, nuestra misión ha sido crear dispositivos para pruebas auditivas precisos y fáciles de usar que permitan la detección precoz de la pérdida auditiva y mejoren la calidad de vida en todo el mundo.



easyTone – Funciones y beneficios

Tecnología de última generación – Innovadores audífonos con audiómetro incorporado

La potencia de un audiómetro de última generación integrado en unos cómodos audífonos. Su diseño exclusivo incorpora un audiómetro IEC/ANSI tipo 4 con calibración alojado dentro de unos audífonos circum-aurales con atenuación de sonido de eficacia probada.

Audiometría de tonos puros para pruebas avanzadas

easyTone ofrece dos métodos de tamizaje para satisfacer las necesidades de su programa de control auditivo. Uno de ellos emplea un método de barrido rápido. El segundo método permite determinar el umbral cuando se requiere un nivel auditivo preciso.





Software intuitivo para una fácil gestión de datos

Gestión de datos digitalizada

¿Frustrado por las pilas de papel y las horas de posprocesamiento? easyTone minimiza la necesidad de listas impresas y de transferir manualmente los resultados. Simplemente exporte los resultados como pdf o envíelo adjunto por email. Utilice el modo de paciente único para comprobaciones rápidas o la lista de tamizaje para organizar los datos y los resultados.

Companion Software

Con el software complementario easyTone Companion para PC Win/macOS, puede intercambiar fácilmente listas de tamizaje y resultados entre su PC y easyTone sin esfuerzo. Esto ahorra tiempo, recursos y es rentable.



Aplicaciones

Tamizaje infantil

La prueba de tamizaje auditivo de tono puro se considera en todo el mundo la prueba de referencia para niños a partir de los tres años. easyTone se ha desarrollado específicamente para facilitar este proceso en entornos cotidianos, combinando exactitud y eficiencia con un flujo de trabajo sencillo. Gracias a su función integrada de monitor de ruido, easyTone permite realizar pruebas fiables incluso en entornos difíciles, como escuelas, guarderías o programas de salud comunitarios. Compacto, portable y fácil de manejar, easyTone permite realizar tamizaje auditivo donde sea necesario, dando a cada niño la mejor oportunidad de recibir apoyo a tiempo y alcanzar su máximo potencial.


- ➡ Tamizaje en escuelas
- ➡ Pediatría



Tamizaje en adultos

easyTone hace que el tamizaje auditivo sea sencillo, rápido y fiable. En entornos concurridos, ofrece resultados claros de aprobado/remitir en cuestión de minutos, con la opción de realizar pruebas de umbral cuando se necesita información más detallada. Al permitir la identificación temprana de la pérdida auditiva, easyTone favorece una intervención oportuna que ayuda a las personas a mantener la comunicación, la conexión y el bienestar general. Compacto y portable, es una solución ideal para profesionales de una amplia gama de campos. Con su flujo de trabajo guiado, todo el personal capacitado puede realizar con confianza un tamizaje auditivo preciso.

- ➡ Distribuidores de audioprótesis
- ➡ Salud laboral
- ➡ Otorrinolaringólogo / Clínicas



easyTone – Funciones y beneficios

RASA™ – Tamizaje audiométrico rápido asistido


Los audiómetros de tono puro tradicionales carecen de medidas de seguridad contra errores de frecuencia, nivel y selección de oído. RASA incorpora estas medidas en flujos de trabajo optimizados para que el personal cualificado pueda realizar pruebas más rápidas, precisas y con accesibilidad. Tamizaje de tono puro, optimizado con RASA de MAICO Diagnostics GmbH.

Aprobado / Remitir rápido: todos pueden realizar el tamizaje

Acelere su flujo de trabajo con nuestros nuevos audífonos con audiómetro incorporado easyTone. Su interfaz intuitiva para tablet y su manejo sin complicaciones permiten realizar el tamizaje auditivo mucho más rápido que con los audiómetros convencionales. easyTone muestra resultados claros de aprobado/remitir que no necesitan ninguna interpretación adicional.

Tamizaje guiado

easyTone ha sido diseñado para ahorrarle tiempo gracias a su flujo de trabajo de tamizaje guiado. El dispositivo se maneja con solo dos botones: «presentar tono» y «guardar resultado». Todo lo demás, como cambiar las frecuencias de prueba y los oídos, funciona automáticamente.



Personalización del protocolo: realice las pruebas a su manera


Crear protocolos adaptados a sus necesidades de evaluación individuales y a las directrices de prueba nunca ha sido tan fácil. El asistente de configuración de protocolos, rápido y sencillo, le guía a través de todas las selecciones para garantizar la certeza en las opciones de evaluación. Cree un protocolo de tamizaje personalizado para mejorar la exactitud y la coherencia.

Monitor de ruido ambiental

easyTone garantiza resultados fiables en cualquier entorno gracias a su monitor de ruido integrado, que comprueba los niveles de ruido ambiental antes y durante la prueba. El claro indicador visual permite a los examinadores verificar las condiciones al instante, lo que garantiza el cumplimiento y ofrece resultados precisos.



easyTone – Componentes, accesorios y software



Audífonos con
audiómetro
integrado easyTone



Tablet Android™
con funda



Aplicación easyTone



Software
complementario
easyTone Companion



Vea nuestro
video de
capacitación
easyTone



Interruptor de
respuesta del
paciente



Estuche de
transporte



Divisor USB-C®

Los componentes y accesorios varían según la región y la configuración.

Más información de producto sobre otras soluciones de MAICO

ERO•SCAN

Dispositivo de mano EOA
fácil de usar



touchTymp

Timpanometría intuitiva
con pantalla táctil con pruebas avanzadas



MAICO Diagnostics GmbH
Sickingenstr. 70 -71 · 10553 Berlin · Alemania
Tel.: +49 30 / 70 71 46-50
sales@maico.biz · www.maico.biz



Encuentre su distribuidor local.



08/2025